

Anti-Shbg Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P04278

Artikelnummer: CM0029574



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen menschliches SHBG, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Hormontransport und rezeptorvermittelten Prozessen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SHBG Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ABP; SBP; TEBG; SHBG
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6462
GenID	6462
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 30-170 von menschlichem SHBG (NP_001031.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P04278
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel