


Anti-Shc1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P29353

Artikelnummer: CM0030697



Einführung

SHC1 Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt das SHC1-Protein in Proben von Mensch, Maus und Ratte und zielt auf den Signaladapter in Wachstumsfaktor- und Ras-Wegen ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SHC1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SHC; SHCA; SHC1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6464
Gen-ID	6464
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-400 von menschlichem SHC1 (NP_001189788.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P29353
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eisbeutel