

Anti-Shc4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q6S5L8

Artikelnummer: CM0027138

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SHC4 (RaLP/hShcD). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes und murines SHC4, ein melanomspezifisches Adapterprotein, das an Tumormigration und -invasion beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Wert
Produktname	SHC4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RaLP, SHCD, SHC4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	399694
Gen-ID	399694
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-185 von humanem SHC4 (NP_976224.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q6S5L8
Proteinmasse	69 kDa
Versand	Eisbeutel