

Anti-Shh Kaninchen Polyklonales Antikörper Für Wb, Elisa - Q62226

Artikelnummer: CM0024348



Einführung

Kaninchen polyklonales Antikörper gegen das Maus Sonic Hedgehog (SHH)-Protein, validiert für WB und ELISA. Geeignet für Proben von Maus, Mensch und Ratte. Ideal für die Untersuchung von entwicklungsbiologischen Signalwegen und Morphogenfunktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SHH Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	Hx; Dsh; Hhg1; Hxl3; ShhNC; M100081; 9530036O11Rik; SHH
Spezies	Maus
GenID	20423
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 187-281 von Maus SHH (NP_033196.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q62226
Proteinmasse	48 kDa
Versand	Eispackung