

Kaninchen-Monoklonaler Anti-Ship1-Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q92835

Artikelnummer: CM0007921



Einführung

SHIP1-Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Ziel ist humanes SHIP1 (Q92835) mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Immunsignalübertragung und die Entwicklung diagnostischer Verfahren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SHIP1-Kaninchen-mAb
Bezeichnungen/Alias	SHIP; SHIP1; SHIP-1; hp51CN; SIP-145; p150Ship
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3635
GeneID	3635
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1084–1178 des humanen SHIP1 (Q92835) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92835
Proteinmasse	133 kDa
Versand	Kühlakku