

Anti-Shmt2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P34897

Artikelnummer: CM0018067



Einführung

Anti-SHMT2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt menschliches, Maus- und Ratten-SHMT2. Geeignet für Studien zum Ein-Kohlenstoff-Stoffwechsel, zur mitochondrialen Funktion und zur Thymidylat-Biosynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] SHMT2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GLYA; SHMT; mSHMT; NEDCASB; HEL-S-51e; T2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6472
Gen-ID	6472
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 265-504 von humanem SHMT2 (NP_005403.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P34897
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eistasche