


Anti-Shoc2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uq13

Artikelnummer: CM0028899



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes SHOC2, ein Leucin-reiches Repeat-Scaffold-Protein im MAPK-Signalweg. Geeignet für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit humanen, Maus- und Rattenproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SHOC2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SHOC2, SOC2, SUR8, NSLH1, SIAA0862
Spezies	Human
GeneID (Human)	8036
GeneID	8036
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-280 von humanem SHOC2 (NP_031399.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UQ13
Protein-Gewicht	65kDa
Versand	Eistasche