

Anti-Shox Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O15266

Artikelnummer: CM0022434

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SHOX (Short Stature Homeobox Protein). Geeignet für Western Blot und ELISA Anwendungen, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Entwickelt für Studien zu Wachstum und Skelettentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SHOX Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SS; GCFX; PHOG; SHOXY; SHOX
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6473
Gen-ID	6473
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 20-110 von humanem SHOX (NP_000442.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15266
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel