

Anti-Shox2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O60902

Artikelnummer: CM0026953

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SHOX2, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Geeignet für Untersuchungen der Entwicklungsregulation und neuronalen somatosensorischen Verarbeitung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SHOX2 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	OG12; SHOT; OG12X; SHOX2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6474
GenID	6474
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60902
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Eisbeutel