

Anti-Shp1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P29350

Artikelnummer: CM0016687



Einführung

Kaninchen-anti-SHP1 polyklonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit humaner, muriner und Ratten-SHP1 (68 kDa; SWISS P29350). Ideal für die Untersuchung von Tyrosinphosphatase-Signalwegen bei Immunregulation und Hämatopoese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SHP1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HCP; HCPH; SHP1; SHP-1; HPTP1C; PTP-1C; SHP-1L; SH-PTP1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5777
GeneID	5777
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 100-400 von humanem SHP1 (NP_002822.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P29350
Proteinmasse	68kDa
Versand	Eisbeutel