


Anti-Shp2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q06124

Artikelnummer: CM0016595



Einführung

Anti-SHP2 polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, IP und ELISA. Kreuzreagiert mit humanem, murinem und Ratten-SHP2. Essentiell für die Erforschung der MAPK-Signalgebung, der PD-1/PD-L1-Achse und der onkogenen Phosphatase-Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] SHP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CFC; NS1; JMML; SHP2; BPTP3; PTP2C; METCDS; PTP-1D; SH-PTP2; SH-PTP3; P2
Spezies	Human
GeneID (Human)	5781
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-460 von humanem SHP2 (NP_002825.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q06124
Proteingewicht	68kDa
Versand	Eistasche