


Anti-Shp2 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q06124

Artikelnummer: CM0002934



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes SHP2 (PTPN11), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-SHP2, ideal für die Signaltransduktionsforschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SHP2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CFC; NS1; JMML; SHP2; BPTP3; PTP2C; METCDS; PTP-1D; SH-PTP2; SH-PTP3
Spezies	Human
GeneID (Human)	5781
GeneID	5781
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem SHP2 (Q06124) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q06124
Proteingewicht	68kDa
Versand	Eisbeutel