


Anti-Shp2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q06124

Artikelnummer: CM0007369



Einführung

Dieser kaninchen monoklonaler Antikörper zielt auf menschliches SHP2 (PTPN11), eine Schlüsselphosphatase der MAPK-Signalgebung. Er ist für WB, IP und ELISA validiert und unterstützt die Erforschung von Signaltransduktion und Krankheitsmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SHP2 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	CFC; NS1; JMML; SHP2; BPTP3; PTP2C; METCDS; PTP-1D; SH-PTP2; SH-PTP3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5781
Gen-ID	5781
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 502-593 von menschlichem SHP2 (Q06124) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q06124
Proteinmasse	68 kDa
Versand	Eisbeutel