


Anti-Shp2 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q06124

Artikelnummer: CM0025317



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes SHP2 (PTPN11), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt SHP2 von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zu Signaltransduktion, Krebs und Noonan-Syndrom.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SHP2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	CFC; NS1; JMML; SHP2; BPTP3; PTP2C; METCD5; PTP-1D; SH-PTP2; SH-PTP3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5781
GenID	5781
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 514-593 von humanem SHP2 (NP_002825.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q06124
Proteingewicht	68 kDa
Versand	Eisbeutel