

Anti-Shp/Nr0B2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q15466

Artikelnummer: CM0023404



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen SHP/NR0B2 (SWISS Q15466), validiert für WB und ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Wichtiges Werkzeug für die Erforschung der Kernrezeptor-Signalgebung und des metabolischen circadianen Rhythmus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SHP/NR0B2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SHP; SHP1; SHP/NR0B2
Spezies	Mensch
Gen-ID	8431
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-257 des humanen SHP/NR0B2 (NP_068804.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15466
Protein-Gewicht	28 kDa
Versand	Eistasche