

Anti-Siae Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Hat2

Artikelnummer: CM0018452

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes SIAE (Sialat-O-Acetylerase). Geeignet für WB und ELISA. Ideal für die Forschung zu Sialinsäurestoffwechsel, Zell-Zell-Interaktionen und Tumorbilogie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	SIAE Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	LSE; AIS6; CSEC; YSG2; CSE-C; SIAE
Spezies	Human
GenelD (Human)	54414
GenelD	54414
Immunogen	Rekombinantes Protein (rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 270-450 von humanem SIAE (NP_733746.1) enthält).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9HAT2
Protein-Gewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel