

Anti-Siah1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q8luq4

Artikelnummer: CM0020010



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SIAH1, validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung des Ubiquitin-Proteasom-Wegs und der Krebsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SIAH1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	BURHAS; SIAH1A; SIAH1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	6477
GeneID	6477
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-313 des humanen SIAH1 (NP_001006611.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8IUQ4
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Kühlakku