


Anti-Siglec-8 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q9Nyz4

Artikelnummer: CM0010045



Einführung

-konjugierter kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Siglec-8, validiert für Durchflusszytometrie. Ideal zum Nachweis von Siglec-8 auf Eosinophilen, Basophilen und Mastzellen in der Allergie- und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human Siglec-8 mAb
Bemerkungen/Alias	SIGLEC8; SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L; Sialinsäure-bindendes Ig-ähnliches Lektin 8
Spezies	Mensch
Gen-ID	27181 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 17-363 von humanem Siglec-8 (NP_055257.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NYZ4
Proteingewicht	44kDa/46kDa/54kDa
Versand	Eisbeutel