

Anti-Siglec-8 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Fc, Elisa - Q9Nyz4

Artikelnummer: CM0005750



Einführung

Anti-Siglec-8 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, FC, ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Rattus-Siglec-8, einem Sialinsäure-bindenden Lektin, das auf Eosinophilen und Basophilen exprimiert wird. Ideal für Allergie-, Asthma- und Immunadhäsionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Siglec-8 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L; SIGLEC8; Siglec-8
Spezies	Human
GeneID (Human)	27181
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 17-363 von humanem Siglec-8 (NP_055257.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NYZ4
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel