


Anti-Siglec-8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nyz4

Artikelnummer: CM0013593



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches Siglec-8, einen Adhäsionsrezeptor für Eosinophile und Mastzellen, gerichtet ist. Geeignet für WB und ELISA, kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Nützlich für Allergie- und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Siglec-8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L; Siglec-8
Spezies	Mensch
Gen-ID	27181
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 17-363 von menschlichem Siglec-8 (NP_055257.2) umfasst
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NYZ4
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel