

Anti-Siglec10 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Lc7

Artikelnummer: CM0022218

Einführung

SIGLEC10 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA in menschlichen und Ratten-Proben. Rekombinantes Immunogen, 77 kDa Proteinziel. Erkundigen Sie sich nach Großmengen und technischer Beratung bei CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SIGLEC10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SLG2; PRO940; SIGLEC-10; SIGLEC10
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	89790
Gen-ID	89790
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 627-697 von menschlichem SIGLEC10 (NP_149121.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q96LC7
Proteingewicht	77kDa
Versand	Eisbeutel