

Anti-Siglec12 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Pq1

Artikelnummer: CM0029672

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches SIGLEC12 (sialinsäurebindendes Ig-ähnliches Lektin 12). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Rekombinantes Immunogen umfasst aa 20-210. Für die Zelladhäsionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SIGLEC12 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	S2V; SLG; SIGLECL1; Siglec-XII; SIGLEC12
Spezies	Mensch
GeneID (human)	89858
GeneID	89858
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend Aminosäuren 20-210 von humanem SIGLEC12 (NP_443729.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q96PQ1
Proteingewicht	65kDa
Versand	Eisbeutel