

Anti-Siglec3/Cd33-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P20138

Artikelnummer: CM0021154



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CD33/SIGLEC3 (Sialinsäure-bindendes Ig-ähnliches Lektin 3, p67). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Für die Forschung zur Biologie myeloider Zellen, Immunregulation und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SIGLEC3/CD33-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3; SIGLEC3/CD33
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	945
GeneID	945
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 49-259 des humanen SIGLEC3/CD33 (NP_001763.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P20138
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Kühlakku