

Anti-Siglec6-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O43699

Artikelnummer: CM0018410

Einführung

Validierter anti-SIGLEC6-Kaninchen-polyklonaler Antikörper für WB und ELISA. Erkennt humanes SIGLEC6 (O43699), ein sialinsäurebindendes Lektin, das die Zelladhäsion vermittelt und in der Plazenta stark exprimiert wird.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	SIGLEC6-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CD327; CD33L; OBBP1; CD33L1; CD33L2; CDW327; SIGLEC6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	946
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 27-220 des humanen SIGLEC6 (NP_942142.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O43699
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Kühlakku