

Anti-Siglec9-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y336

Artikelnummer: CM0029185

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SIGLEC9 (CD329). Geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Funktion von Sialinsäure-bindenden Lektinen in Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SIGLEC9 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CD329; CDw329; FOAP-9; siglec-9; OBBP-LIKE; SIGLEC9
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	27180
Gen-ID	27180
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 210-340 von humanem SIGLEC9 (NP_001185487.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y336
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel