


Anti-Sigmar1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q99720

Artikelnummer: CM0017391



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes SIGMAR1, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch und Ratte. Geeignet für die Forschung zu neurodegenerativen Erkrankungen, Kalzium-Signalwegen und Lipidtransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SIGMAR1-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Aliase	SRBP; ALS16; DSMA2; OPRS1; SR-BP; SIG-1R; SR-BP1; sigma1R; hSigmaR1; SIGMAR1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10280
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 31-80 des humanen SIGMAR1 entspricht (NP_005857.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q99720
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Kühlakku