

Anti-Sik1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P57059

Artikelnummer: CM0016312

Einführung

SIK1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA, detektiert humanes und murines SIK1. Ideal für die Erforschung von Gluconeogenese, Tumorsuppression, zirkadianen Rhythmen und Muskel-Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SIK1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MSK; SIK; DEE30; SIK-1; SIK1B; SNF1LK; SIK1
Spezies	Human
GeneID (Human)	150094
GeneID	150094
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem SIK1 (NP_775490.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P57059
Proteingewicht	85kDa
Versand	Eisbeutel