

Anti-Sik2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H0K1

Artikelnummer: CM0026109

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches SIK2 (Q9H0K1), gerichtet gegen Aminosäuren 827-926. Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Stoffwechsel und Autophagie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SIK2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	QIK; SIK-2; SNF1LK2; LOH11CR1I; SIK2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23235
Gen-ID	23235
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 827-926 des menschlichen SIK2 (NP_056006.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H0K1
Proteinmasse	104 kDa
Versand	Eisbeutel