

Anti-Sik3 Polyklonale Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Y2K2

Artikelnummer: CM0028952



Einführung

Kaninchen-Anti-SIK3 Polyklonale Antikörper validiert für Western Blot und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf die Serin/Threonin-Proteinkinase SIK3 ab, die an der mTOR-Signalübertragung und der Chondrozytendifferenzierung beteiligt ist. Geeignet für die Kinase-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SIK3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	L19, QSK, SEMDK, SIK-3, SIK3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23387
GenID	23387
Immunogen	Rekombinantes Protein, das den Aminosäuren 60-310 des menschlichen SIK3 entspricht (NP_079440.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y2K2
Proteingewicht	145 kDa
Versand	Eisbeutel