

## Anti-Sim2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14190

Artikelnummer: CM0012919

### Einführung

Validiert für WB und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. SIM2 ist ein bHLH-Transkriptionsfaktor, der für die Entwicklung des ZNS entscheidend ist. Ideal für Studien in der Neurowissenschaft und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | SIM2-Kaninchen-pAb                                                                                                    |
| Anmerkungen/Alias | SIM; bHLHe15; HMC13F06; HMC29C01; SIM2                                                                                |
| Art               | Mensch                                                                                                                |
| Gen-ID (Mensch)   | 6493                                                                                                                  |
| Gen-ID            | 6493                                                                                                                  |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 342-525 des humanen SIM2 (NP_005060.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                             |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                             |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                   |
| SWISS             | Q14190                                                                                                                |
| Proteingewicht    | 73 kDa                                                                                                                |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                              |