

Monoklonaler Anti-Sin3A-Antikörper Für Wb, Elisa - Q96St3

Artikelnummer: CM0006919

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Sin3A (SWISS: Q96ST3) für WB- und ELISA-Anwendungen. Validierte Kreuzreaktivität mit humanen und murinen Proben. Ideal für Untersuchungen zur Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Sin3A-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	WITKOS; DEL15Q24; CHR15DELq24; Sin3A
Art	Mensch
Gen-ID	25942
Immunogen	Synthetisches Peptid (ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen Sin3A (NP_056292.1) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q96ST3
Proteingewicht	145 kDa
Versand	Kühlakku