

Polyklonaler Anti-Sin3A-Antikörper Für Wb, Elisa - Q96St3

Artikelnummer: CM0013276

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Sin3A-Antikörper, validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit humanem und Ratten-Sin3A (~145 kDa). Geeignet für Untersuchungen zu Chromatin, zirkadianem Rhythmus und Neuroentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Sin3A-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	WTKOS; DEL15Q24; CHR15DELq24; Sin3A
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	25942
GeneID	25942
Immunogen	Rekombinantes Protein, entsprechend den Aminosäuren 1-120 des humanen Sin3A (NP_056292.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q96ST3
Proteingewicht	145 kDa
Versand	Kühlakku