

Anti-Sin3A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q96St3

Artikelnummer: CM0019589

Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen den humanen Sin3A-Transkriptionskorepressor, validiert für WB, IF/ICC, IP, ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Rattenprotein. Geeignet für Studien zur transkriptionellen Repression und zu zirkadianen Rhythmen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Sin3A Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	WITKOS; DEL15Q24; CHR15DELq24; Sin3A
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	25942
Gen-ID	25942
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-120 von humanem Sin3A (NP_056292.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96ST3
Protein-Gewicht	145kDa
Versand	Eistasche