

Anti-Sirt1 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q923E4

Artikelnummer: CM0028493

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen Maus-SIRT1 (Sir2), validiert für WB und ELISA. NAD-abhängige Deacetylase, die an Stoffwechsel, Alterung, Apoptose und zirkadiane Rhythmen beteiligt ist. Ideal für epigenetische und metabolische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SIRT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	Sir2; Sir2a; SIR2L1; Sir2alpha
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	23411
GenID	93759
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 638-737 von Maus-SIRT1 entspricht (NP_062786.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q923E4
Proteinmasse	80 kDa/60 kDa
Versand	Eisbeutel