

## Anti-Sirt1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q96Eb6

Artikelnummer: CM0014944



### Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes SIRT1, validiert für WB, IP, IHC-P und ELISA. Geeignet für die Untersuchung von Apoptose, Stoffwechsel und Chromatinregulation. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | SIRT1 Kaninchen pAb                                                                                                           |
| Bemerkungen/Alias | SIR2; SIR2L1; SIR2alpha; SIRT1                                                                                                |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                        |
| GenID (Mensch)    | 23411                                                                                                                         |
| GenID             | 23411                                                                                                                         |
| Immunogen         | Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 448-747 von menschlichem SIRT1 (NP_036370.2) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                     |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                        |
| Anwendung         | WB, IP, IHC-P, ELISA                                                                                                          |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                           |
| SWISS             | Q96EB6                                                                                                                        |
| Proteingewicht    | 82 kDa                                                                                                                        |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                     |