

Anti-Sirt1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper (Ko Validiert) Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96Eb6

Artikelnummer: CM0003213



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes SIRT1, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Ideal für die Untersuchung von NAD-abhängiger Deacetylierung, Apoptose, Stoffwechsel, DNA-Reparatur und Genregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] SIRT1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SIR2; SIR2L1; SIR2alpha; T1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6772
Gen-ID	23411
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96EB6
Proteingewicht	82kDa
Versand	Eisbeutel