

Anti-Sirt2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Ixxj6

Artikelnummer: CM0017625



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes SIRT2, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu Deacetylierung, Zellzyklus und Krebsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SIRT2 Rabbit pAb
Anmerkungen/Aliase	SIR2; SIR2L; SIR2L2; SIRT2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	22933
GenID	22933
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-350 von humanem SIRT2 entspricht (NP_036369.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8IXJ6
Proteinmasse	43kDa
Versand	Eisbeutel