

Anti-Sirt2 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Ixx6

Artikelnummer: CM0005363



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen SIRT2 (NAD-abhängige Deacetylase Sirtuin-2), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt SIRT2 von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Zellzyklus, Mitose und Metabolismus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SIRT2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	SIR2; SIR2L; SIR2L2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	22933
Immunogen	Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 281-380 von menschlichem SIRT2 (NP_036369.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8IXJ6
Proteinmasse	43 kDa
Versand	Eisbeutel