

Anti-Sirt2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Pab) Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Ixxj6

Artikelnummer: CM0017735



Einführung

SIRT2 Kaninchen-pAb validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes SIRT2 (NAD-abhängige Deacetylase), beteiligt am Zellzyklus, Autophagie und Mikrotubuli-Dynamik. Kreuzreagiert mit Maus, Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SIRT2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SIR2; SIR2L; SIR2L2; SIRT2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	22933
Gen-ID	22933
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 300-350 von humanem SIRT2 (NP_036369.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8IXJ6
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eistasche