

Anti-Sirt3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper (Ko-Validiert) Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Ntg7

Artikelnummer: CM0003958



Einführung

Hochspezifischer Anti-SIRT3 Kaninchen monoklonaler Antikörper, KO-validiert, für WB, IHC-P, IP, ELISA. Zielt auf humanes und Ratten-SIRT3 ab, eine mitochondriale NAD-abhängige Proteindeacetylase, die den Energiestoffwechsel reguliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] SIRT3 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	SIR2L3; T3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23410
Gen-ID	23410
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-399 von menschlichem SIRT3 (NP_036371.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9NTG7
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Eisbeutel