

Anti-Sirt3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper [Ko-Validiert] Für Wb Und Elisa - Q9Ntg7

Artikelnummer: CM0029154



Einführung

[KO-validiert] SIRT3 Kaninchen-polyklonaler Antikörper für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen. Validiert in Human, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung mitochondrialer Deacetylase-Funktion und Energiestoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] SIRT3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SIR2L3; T3
Spezies	Human
GeneID	23410
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 299-399 von humanem SIRT3 entspricht (NP_036371.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NTG7
Protein-Gewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel