

Polyklonaler Anti-Sirt4-Antikörper Für If/Icc, Elisa - Q9Y6E7

Artikelnummer: CM0014188

Einführung

Polyklonaler SIRT4-Kaninchenantikörper (Q9Y6E7), validiert für IF/ICC und ELISA. Richtet sich gegen humanes SIRT4, ein an Stoffwechsel, Tumorsuppression und DNA-Schadensantwort beteiligtes mitochondriales Sirtuin. Ideal für die Erforschung onkologischer und metabolischer Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SIRT4-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SIR2L4; SIRT4
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23409
Gen-ID	23409
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-200 des humanen SIRT4 (NP_036372.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9Y6E7
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Gelkissen