

Anti-Sirt5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Ko-Validiert) Für Wb, Elisa - Q9Nxa8

Artikelnummer: CM0029541



Einführung

KO-validierter SIRT5-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB und ELISA, reaktiv mit human, Maus und Ratte. Erforschen Sie mitochondriale Deacylase-Funktionen in der Stoffwechsel- und Altersforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] SIRT5 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SIR2L5; T5
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	23408
Gen-ID	23408
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 37-310 von humanem SIRT5 (NP_036373.1) umfasst.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NXA8
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel