

Anti-Sirt5 (Sir2L5) Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nxa8

Artikelnummer: CM0022854



Einführung

SIRT5-Kaninchen-pAb, validiert für WB und ELISA, erkennt humanes SIRT5 (SIR2L5), eine mitochondriale NAD-abhängige Desuccinylase und Demalonylase, die am Stoffwechsel beteiligt ist. Ideal für die Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SIRT5-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SIR2L5; SIRT5
Art	Mensch
Gen-ID	23408
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 216-310 des humanen SIRT5 (NP_036373.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NXA8
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Eisbeutel