


Anti-Sirt6 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N6T7

Artikelnummer: CM0010072



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches SIRT6, validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für Forschung zu DNA-Reparatur, Alterung, Stoffwechsel und Krebs. Erkennt humanes SIRT6.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD validiert] SIRT6 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	SIR2L6; hSIRT6; SIRT6
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	51548
GeneID	51548
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 256-355 von humanem SIRT6 (Q8N6T7) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8N6T7
Proteingewicht	36 kDa/39 kDa
Versand	Eisbeutel