


Polyklonaler Anti-Sirt6-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N6T7

Artikelnummer: CM0021135



Einführung

Polyklonaler SIRT6-Kaninchenantikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Ratten-SIRT6. Geeignet für die Erforschung von DNA-Schadensreparatur, Stoffwechsel und Alterung. SWISS: Q8N6T7.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SIRT6-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SIR2L6; hSIRT6; SIRT6
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51548
Gen-ID	51548
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-355 des humanen SIRT6 (NP_057623.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N6T7
Proteinmasse	36 kDa/39 kDa
Versand	Kühlakku