


Anti-Sirt6 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q8N6T7

Artikelnummer: CM0011169



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes SIRT6 (SIR2L6/hSIRT6). Validiert für WB, IP, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu DNA-Reparatur, Stoffwechsel und Alterung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SIRT6 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SIR2L6; hSIRT6
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	51548
GeneID	51548
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-355 des humanen SIRT6 (NP_057623.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N6T7
Proteinmasse	36 kDa/39 kDa
Versand	Eisbeutel