

Anti-Siva1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O15304

Artikelnummer: CM0027097

Einführung

SIVA1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA in Human, Maus. Ziel ist das Apoptose-regulatorische Protein Siva. Ideal für Apoptose- und T-Zell-Signalweg-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SIVA1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SIVA; CD27BP; Siva-1; Siva-2; SIVA1
Spezies	Human
GenID (Mensch)	10572
GenID	10572
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-110 von humanem SIVA1 (NP_068355.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O15304
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel