

Anti-Six1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q15475

Artikelnummer: CM0016591



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SIX1 (Homeobox-Protein SIX1). Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Human und Maus. Geeignet für die Untersuchung der embryonalen Entwicklung, Myogenese und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SIX1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BOS3, TIP39, DFNA23, SIX1
Spezies	Human
GenID (Human)	6495
GenID	6495
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 130-270 von humanem SIX1 (NP_005973.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q15475
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel