

Anti-Six3-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - 095343

Artikelnummer: CM0018969

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes SIX3, geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet zur Untersuchung der Vorderhirnentwicklung, Augenbildung und Holoprosenzephalie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SIX3-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HPE2; SIX3
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6496
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95343
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Kühlakku